

PRZYGOTOWANIE SZCZEPU DO WERYFIKACJI, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Szczep przeznaczony do weryfikacji w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie powinien być wsiany na agar amerykański lub agar odżywczy (skos) i odpowiednio zabezpieczony zgodnie z zasadami przesyłania materiału zakaźnego (próbówka, substancja chłonna lub tworzywo stanowiące ochronę przed uszkodzeniem, opakowanie zasadnicze).
- Do szczepu należy dołączyć czytelnie i kompletnie wypełnione skierowanie na badanie laboratoryjne i informacje dodatkowe na temat szczepu (biochemizm, serologia, materiał, z którego został wyhodowany, rozpoznanie kliniczne, dane pacjenta).
- Szczep z dokumentacją należy dostarczyć do Rejestracji Medycznej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie. Za transport odpowiada zleceniodawca.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z asystentem lub Kierownikiem Laboratorium Epidemiologii.